Урок 3.1. Установка приложения и работа со скринридером

Версия крупным шрифтом. Курс «Умный помощник «Робин»: первые шаги и уверенная работа». Модуль 3. Приложение «Робин 2» на iPhone и Android.

Как установить приложение «Робин 2» из Google Play или App Store, какие жесты VoiceOver и TalkBack нужны для работы с ним и как открыть демо-режим без «Робина».

Аудиоверсия урока и страница на портале: https://robin-base.inctri.ru/kurs/modul-3/urok-3-1/. Текст совпадает с аудиоверсией.

О чём этот урок

В этом уроке вы установите приложение «Робин 2», вспомните жесты скринридера и

откроете демо-режим. Урок длится около 4 минут. Подготовьте смартфон с доступом в интернет.

Зачем нужно приложение

«Робин 2» — бесплатное приложение для смартфонов на Android и для iPhone. В нём настраивают «Робин»: звук, подключения Bluetooth и Wi-Fi, дальномер, объекты и лица людей. На iPhone нужна система iOS версии 12 или новее.

Приложением пользуются со скринридером: на iPhone это VoiceOver, на Android — TalkBack. Скринридер включают в приложении «Настройки»: на iPhone в разделе «Универсальный доступ», на Android — в разделе «Специальные возможности».

Жесты скринридера

Основные жесты одинаковы в VoiceOver и TalkBack.

- Смахните одним пальцем вправо, чтобы перейти к следующему элементу.
- Смахните влево, чтобы вернуться к предыдущему элементу.
- Дважды коснитесь экрана, чтобы нажать выбранный элемент.
- Проведите пальцем по экрану, и скринридер назовёт элементы под пальцем.

Обратите внимание: дальше в уроках «нажмите кнопку» значит выбрать её и дважды коснуться экрана.

Как установить «Робин 2»

На смартфоне с Android сделайте так.

1. Откройте приложение «Google Play». В некоторых смартфонах оно называется «Play Маркет».
2. Введите в поле поиска: Робин 2.
3. Выберите приложение «Робин 2» от разработчика Sensor-Tech.
4. Нажмите кнопку «Установить».

На iPhone порядок похожий.

1. Откройте приложение «App Store».
2. Перейдите на вкладку «Поиск».
3. Введите в поле поиска: Робин 2.
4. Выберите приложение «Робин 2» от разработчика LABORATORY SENSOR-TECH.
5. Нажмите кнопку «Загрузить».
6. Подтвердите установку через Face ID, Touch ID или паролем Apple ID.

Дождитесь, пока на странице приложения появится кнопка «Открыть». Если нужно больше времени, поставьте запись на паузу.

Демо-режим: тренировка без «Робина»

В демо-режиме приложение работает так же, как с подключённым «Робином». Так можно заранее изучить экраны и кнопки.

1. Запустите приложение «Робин 2».
2. Предоставьте разрешения, которые запросит приложение.
3. Пройдите короткое обучение, если приложение его предложит.
4. Дождитесь экрана поиска устройства.
5. Найдите кнопку «Робин демо».
6. Дважды коснитесь этой кнопки.

Откроется главный экран. Если кнопка «Робин демо» не находится смахиванием, медленно проведите пальцем по экрану.

Упражнение

Откройте демо-режим и смахивайте вправо по главному экрану. Сосчитайте кнопки. Затем откройте окно «Звук» и прослушайте его. Если нужно больше времени, поставьте запись на паузу.

Итоги урока

- «Робин 2» — бесплатное приложение для настройки «Робина».
- Смахивание вправо и влево перемещает по элементам экрана.
- Двойное касание нажимает выбранный элемент.
- Кнопка «Робин демо» на экране поиска открывает демо-режим без «Робина».

Что дальше

Следующий урок — «Первое подключение смартфона к «Робину»». Для справки — статьи «Как установить приложение «Робин 2»», «Как пользоваться приложением с VoiceOver и TalkBack» и «Демо-режим: как познакомиться с приложением без устройства».